

Tähis	VGH-7.1.5.1
Viide	VGH-07.1
Versioon	01

Uriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Valmista ette uriinitops, uriinikatsuti.

Uriinitopsile kirjuta patsiendi nimi, uriinikatsut markeeri eHL-i vötkoodiga.
Mediposti kasutajad: uriinitopsile kirjuta patsiendi nimi, markeeri uriinikatsut vötkoodiga.



Uriini kogumine

Pese hoolikalt käed,
seejärel genitaalpiirkond.
Ära kasuta Pesemisvahendit.
Kuivata puhta käterätiga.



Keera lahti uriinitopsi kaas.
Aseta kaas kõrvale nii,
et kaane põhjal olev imemis-
otsik jääks suunaga ülespidi.



TÄHELEPANU!

Otsikut mitte puutada!



Tähis	VGH-7.1.5.1
Viide	VGH-07.1
Versioon	01

Esmalt urineeri natuke WC-potti.
Seejärel kogu uriinitopsi
umbes 50 ml keskjoa uriini.
Lõpuosa uriin urineeri taas WC-potti.



Aseta kaas uriinitopsile ja
keera kinni.
Eemalda uriinitopsil kaanel
olev kaitsekleeps.



Suru uriinikatsut kaanes oleva
avause põhja. Hoiu katsutit kuni
uriinivool katsutisse lõppeb.
Eemalda katsut avausest.



Sega uriinikatsutit
paar korda



Aseta kaitsekleebis tagasi
kaanel olevale avausele.
Saada uriinitops
jäätmekäitlusse.



Uriinikatsuti transport

Saada uriinikatsut laborisse. Uriin ei tohi toatemperatuuril seista üle kahe tunni.